



SFM Hospital Products GmbH СФМ Госпиталь Продактс ГмбХ

Segelfliegerdamm 67-89, D-12487 Berlin (Germany) · Telefon +49(30) 63 97 88 25 · Fax +49(30) 63 90 85 19
Зегельфлигердамм 67-89, 12487 Берлин (Германия) · Тел. +49(30) 63 97 88 25 · Факс +49(30) 63 90 85 19



CHLOROPRENE SURGICAL GLOVES ХЛОРОПРЕНОВЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ OPERATIONSHANDSCHUHE AUS CHLOROPREN

FOR ADDITIONAL PROTECTION FOR PATIENTS AND USERS DURING SURGICAL OPERATIONS, TREATMENTS AND EXAMINATIONS – FULLY ANATOMICAL DESIGN TO REDUCE HAND FATIGUE – FULL TEXTURED SURFACE GUARANTEES EXCELLENT GRIP – POWDER AND LATEX FREE TO ELIMINATE IRRITATION AND DERMATITIS TO THE USERS – FOR SINGLE USE

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПАЦИЕНТА И ПОЛЗОВАТЕЛЯ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ, ЛЕЧЕНИИ И ОСМОТРЕ - АНАТОМИЧЕСКАЯ ФОРМА, ПРЕДОТВРАЩАЮЩАЯ УСТАЛОСТЬ ПРИ РАБОТЕ - ПРЕВОСХОДНАЯ ХВАТКОСТЬ БЛАГОДАРЯ ТЕКСТУРИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ - БЕЗ ПУДРЫ И БЕЗ ЛАТЕКСА ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РАЗДРАЖЕНИЯ КОЖИ ИЛИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ - ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ZUSÄTZLICHER SCHUTZ DES PATIENTEN UND ANWENDERS BEI CHIRURGISCHEN EINGRIFFEN, BEHANDLUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN – ANATOMISCHE FORM FÜR ERMÜDUNGSFREIES ARBEITEN – EXZELLENTER GRIFF DURCH TEXTURIERTE OBERFLÄCHE – PUDERFREI UND LATEXFREI ZUR REDUZIERUNG VON HAUTREIZUNGEN UND ALLERGISCHEN REAKTIONEN BEIM ANWENDER – ZUM EINMALIGEN GEBRAUCH

www.sfm-berlin.de

CHLOROPRENE SURGICAL GLOVES

PROPERTIES

Material:	CHLOROPRENE (NEOPRENE)
Sterility:	STERILE BY GAMMA RAY IRRADIATION
Typ:	POWDERFREE - GREEN OR WHITE
Form:	ANATOMIC
Surface:	FULL TEXTURED
Length:	MIN. 290 mm
Cuff:	BEADED
Shelf-life:	5 YEARS
Sizes:	5 ¹ / ₂ , 6, 6 ¹ / ₂ , 7, 7 ¹ / ₂ , 8, 8 ¹ / ₂ , 9
Packing:	1 PAIR IN WALLET/POUCH – 50 PAIRS/DISPENSER – 200 PAIRS/CARTON
Quality standard:	AQL 1,5; IN COMPLIANCE WITH THE STANDARDS ASTM D 3577 AND EN 455, PART 1-3 PRODUCED IN ACCORDANCE WITH MPG DIRECTIVE 93/42/EEC AMENDED BY 2007/47 AND EN ISO 9001:2008 AND EN ISO 13485:2012-11

ХЛОРОПРЕНОВЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ

СВОЙСТВА

Материал:	ПОЛИХЛОРОПРЕН (НЕОПРЕН)
Стерильность:	СТЕРИЛЬНЫЕ, ОБЛУЧЕНИЕ ГАММА-ЧАСТИЦАМИ
Тип:	НЕОПУДРЕННЫЕ, СВЕТЛО-ЗЕЛЁНЫЕ ИЛИ БЕЛЫЕ
Форма:	АНАТОМИЧЕСКИЕ
Структура:	ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
Длина:	МИН. 290 мм
Кромка:	РОЛИКОМ
Срок годности:	5 ЛЕТ
Размеры:	5 ¹ / ₂ , 6, 6 ¹ / ₂ , 7, 7 ¹ / ₂ , 8, 8 ¹ / ₂ , 9
Упаковка:	1 ПАРА В ОБЁРТКЕ/ПАКЕТ, 50 ПАР/ДИСПЕНЗЕР, 200 ПАР/КОРОБКА
Стандарты качества:	AQL 1,5; СОГЛАСНО СТАНДАРТАМ ASTM D 3577 И EN 455, ЧАСТЬ 1-3, ИЗГОТОВЛЕНО СОГЛАСНО MPG, 93/42/EWG С ИЗМЕНЕНИЯМИ 2007/47/EG И EN ISO 9001:2008 И EN ISO 13485:2012-11

CHIRURGISCHE HANDSCHUHE AUS CHLOROPREN

MERKMALE

Material:	CHLOROPREN (NEOPREN) CHIRURGISCHE HANDSCHUHE
Sterilität:	STERIL DURCH GAMMA-STRAHLUNG
Typ:	PUDERFREI - HELLGRÜN ODER WEISS
Form:	ANATOMISCH
Struktur:	TEXTURIERT
Länge:	MIN. 290 mm
Bund:	ROLLRAND
Haltbarkeit:	5 JAHRE
Größen:	5 ¹ / ₂ , 6, 6 ¹ / ₂ , 7, 7 ¹ / ₂ , 8, 8 ¹ / ₂ , 9
Verpackung:	1 PAAR IN UMSCHLAG/TÜTE – 50 PAAR/SPENDER – 200 PAAR/KARTON
Qualitätsstandards:	AQL 1,5; DEN STANDARDS ASTM D 3577 UND EN 455, TEIL 1-3 ENTSPRECHEND. HERGESTELLT NACH MPG RICHTLINIE 93/42/EWG GEÄNDERT DURCH 2007/47 UND EN ISO 9001:2008 UND EN ISO 13485:2012-11