



SFM Hospital Products GmbH СФМ Госпиталь Продактс ГмбХ

Segelfliegerdamm 67-89, D-12487 Berlin (Germany) · Telefon +49(30) 63 97 88 25 · Fax +49(30) 63 90 85 19
Зегельфлигердамм 67-89, 12487 Берлин (Германия) · Тел. +49(30) 63 97 88 25 · Факс +49(30) 63 90 85 19



NITRILE EXAMINATION GLOVES
ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
NITRILE
UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE

PROTECTION FROM UNDESIRED OR DANGEROUS SUBSTANCES – ENSURES A COMFORTABLE AND VERY GOOD FIT – TEXTURED SURFACE ENHANCES BETTER WET AND DRY GRIP OF MEDICAL INSTRUMENTS – POWDER FREE TO ELIMINATE POWDER-INDUCED IRRITATION AND DERMATITIS TO THE USERS – FOR SINGLE USE

ЗАЩИТА ОТ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ И ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ - ПРИЯТНОЕ ОЩУЩЕНИЕ ПРИ НОШЕНИИ И ЕСТЕСТВЕННОЕ ОБЛЕГАННИЕ РУК - ТЕКСТУРИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОПТИМАЛЬНЫЙ ЗАХВАТ ИНСТРУМЕНТАРИЯ КАК В СУХОЙ ТАК И ВО ВЛАЖНОЙ СРЕДЕ - БЕЗ ПУДРЫ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РАЗДРАЖЕНИЯ КОЖИ ИЛИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ У ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ - ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ZUM SCHUTZ VOR UNERWÜNSCHTEN UND GEFÄHRLICHEN SUBSTANZEN – ANGENEHMES TRAGEGEFÜHL UND GUTE PASSFORM – TEXTURIERTE GRIFFFLÄCHE ERMÖGLICHT OPTIMALE INSTRUMENTENFÜHRUNG, TROCKEN ODER FEUCHT – PUDERFREI ZUR REDUZIERUNG VON HAUTREIZUNGEN UND ALLERGISCHEN REAKTIONEN BEIM ANWENDER – ZUM EINMALIGEN GEBRAUCH

www.sfm-berlin.de

NITRILE EXAMINATION GLOVES

PROPERTIES

Material:	SYNTHETIC NITRILE LATEX
Sterility:	NON-STERILE
Typ:	POWDER FREE, LATEX FREE, BLUE ORE WHITE / ACCELERATOR FREE ALSO AVAILABLE
Form:	AMBIDEXTROUS
Surface:	TEXTURED, PARTICULARLY TEARPROOF
Length:	9" - min. 230 mm / 12" - min. 285 mm
Cuff:	BEADED 9" / EXTENDED 12" FOR EXTRA PROTECTION
Shelf-life:	5 YEARS
Sizes:	XS, S, M, L, XL
Packing:	100 PCS/DISPENSER – 1000 PCS/CARTON
Quality standard:	AQL 1,5 IN COMPLIANCE WITH THE STANDARDS ASTM D 6319 (00a€3) AND EN 455.

НИТРИЛОВЫЕ ПЕРЧАТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ

СВОЙСТВА

Материал:	СИНТЕТИЧЕСКИЙ КАУЧУК-НИТРИЛ
Стерильность:	НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
Тип:	БЕЗ ПУДРЫ, БЕЗ ЛАТЕКСА, ГОЛУБЫЕ, СИНИЕ ИЛИ БЕЛЫЕ / ТАК ЖЕ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ БЕЗ ВУЛКАНИЗАЦИОННЫХ УСКОРИТЕЛЕЙ
Форма:	НЕАНАТОМИЧЕСКИЕ
Структура:	ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ, ОСОБЕННО ПРОЧНЫЕ
Длина:	9" - min. 230 мм / 12" - min. 285 мм
Манжет:	РОЛИКОМ 9" / УДЛИНЁННЫЙ ДЛЯ БОЛЬШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 12"
Срок годности:	5 ЛЕТ
Размеры:	XS, S, M, L, XL
Упаковка:	100 ШТ/ДИСПЕНЗЕР – 1000 ШТ/КОРОБКА
Стандарты качества:	AQL 1,5 СОГЛАСНО СТАНДАРТАМ ASTM D 6319 (00a€3) И EN 455.

NITRILE UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE

MERKMALE

Material:	SYNTHETISCHER NITRILKAUTSCHUK
Sterilität:	UNSTERIL
Typ:	NICHT GEPUDERT, LATEXFREI, BLAU ODER WEISS / AUCH VULKANISATIONSBESCHLEUNIGER FREI LIEFERBAR
Form:	NICHT ANATOMISCH
Struktur:	TEXTURIERT, BESONDERS REISSFEST
Länge:	9" - min. 230 mm / 12" - min. 285 mm
Bund:	ROLLRAND 9" / ODER VERLÄNGERT 12" FÜR MEHR SICHERHEIT
Haltbarkeit:	5 JAHRE
Größen:	XS, S, M, L, XL
Verpackung:	100 STÜCK/SPENDER – 1000 STÜCK/KARTON
Qualitätsstandards:	AQL 1,5 DEN STANDARDS ASTM D 6319 (00a€3) UND EN 455 ENTSPRECHEND.