



# SFM Hospital Products GmbH СФМ Госпиталь Продактс ГмбХ

Segelfliegerdamm 67-89, D-12487 Berlin (Germany) · Telefon +49(30) 63 97 88 25 · Fax +49(30) 63 90 85 19  
Зегельфлигердамм 67-89, 12487 Берлин (Германия) · Тел. +49(30) 63 97 88 25 · Факс +49(30) 63 90 85 19



LATEX EXAMINATION GLOVES  
ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ  
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ  
LATEX-UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE

TO PROTECT THE PATIENT AND USER FROM UNDESIRED OR DANGEROUS BIOLOGICAL SUBSTANCES – ENSURES A COMFORTABLE AND VERY GOOD FIT – TEXTURED SURFACE PROVIDE A BETTER GRIP – POWDER FREE TO ELIMINATE POWDER-INDUCED IRRITATION AND DERMATITIS TO THE USERS – FOR SINGLE USE

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПАЦИЕНТА И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ОТ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ И ОПАСНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ - ПРИЯТНОЕ ОЩУЩЕНИЕ ПРИ НОШЕНИИ И ЕСТЕСТВЕННОЕ ОБЛЕГАННИЕ РУК - ОТЛИЧНАЯ ХВАТКА ЗА СЧЁТ ТЕКСТУРИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ - БЕЗ ПУДРЫ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РАЗДРАЖЕНИЯ КОЖИ ИЛИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ У ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ - ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ZUM SCHUTZ DES PATIENTEN UND ANWENDERS VOR UNERWÜNSCHTEN UND GEFÄHRLICHEN BIOLOGISCHEN SUBSTANZEN – ANGENEHMES TRAGEGEFÜHL UND GUTE PASSFORM – BESSERE GRIFFIGKEIT DURCH TEXTURIERTE OBERFLÄCHE – PUDERFREI ZUR REDUZIERUNG VON HAUTREIZUNGEN UND ALLERGISCHEN REAKTIONEN BEIM ANWENDER – ZUM EINMALIGEN GEBRAUCH

[www.sfm-berlin.de](http://www.sfm-berlin.de)

## LATEX EXAMINATION GLOVES

---

### PROPERTIES

Material:	NATURAL RUBBER LATEX
Sterility:	NON STERILE
Typ:	POWDER FREE - BLUE
Form:	AMBIDEXTROUS
Surface:	TEXTURED, PARTICULARLY TEARPROOF, CHLORINATED
Length:	MIN. 290 mm
Cuff:	BEADED - EXTENDED 12" (13 MIL)
Shelf-life:	5 YEARS
Sizes:	XS, S, M, L, XL, XXL
Packing:	50 PCS/DISPENSER – 500 PCS/CARTON
Quality standards:	AQL 1,5 – IN COMPLIANCE WITH THE STANDARDS ASTM D 3578 (05), ASTM D 6124 (06) AND EN 455.

## ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ

---

### СВОЙСТВА

Материал:	НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК-ЛАТЕКС
Стерильность:	НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
Тип:	БЕЗ ПУДРЫ - СИНИЕ
Форма:	НЕАНАТОМИЧЕСКИЕ
Структура:	ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ, ОСОБЕННО ПРОЧНЫЕ, ХЛОРИРОВАННЫЕ
Длина:	МИН. 290 мм
Манжет:	РОЛИКОМ - УДЛИНЁННЫЙ 12" (13 МИЛ)
Срок годности:	5 ЛЕТ
Размеры:	XS, S, M, L, XL, XXL
Упаковка:	50 ШТ/ДИСПЕНЗЕР – 500 ШТ/КОРОБКА
Стандарты качества:	AQL 1,5 – СОГЛАСНО СТАНДАРТАМ ASTM D 3578 (05), ASTM D 6124 (06) И EN 455.

## LATEX UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE

---

### MERKMALE

Material:	NATURKAUTSCHUK-LATEX
Sterilität:	UNSTERIL
Typ:	NICHT GEPUDERT - BLAU
Form:	NICHT ANATOMISCH
Struktur:	TEXTURIERT, BESONDERS REISSFEST, CHLORIERT
Länge:	MIND. 290 mm
Bund:	ROLLRAND - VERLÄNGERT 12" (13 MIL)
Haltbarkeit:	5 JAHRE
Größen:	XS, S, M, L, XL, XXL
Verpackung:	50 STÜCK/SPENDER – 500 STÜCK/KARTON
Qualitätsstandards:	AQL 1,5 – DEN STANDARDS ASTM D 3578 (05), ASTM D 6124 (06) UND EN 455 ENTSPRECHEND.